

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd80/B7-1 Per Citometria A Flusso - P33681

Numero articolo: CM0006032



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato all'umano CD80 (B7-1), validato per citometria a flusso. Rileva una molecola costimolatoria chiave sulle cellule che presentano l'antigene; Swiss-Prot: P33681.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano CD80/B7-1
Note/Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molecola CD80
Specie	Umano
GeneID (Umano)	941
GeneID	941
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P33681
Peso proteico	18kDa/29kDa/33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio