

Coniglio Anti-Umano Cd80/B7-1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P33681

Numero articolo: CM0005348



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD80/B7-1 di alta qualità per citometria a flusso. Mira al dominio extracellulare, reattivo con l'essere umano. Ideale per la ricerca sull'attivazione delle cellule T, sui checkpoint immunitari e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD80/B7-1 mAb
Note/Alias	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	941
GeneID	941
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 35-242 del CD80/B7-1 umano (NP_005182.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P33681
Peso Proteico	18kDa/29kDa/33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio