


## Coniglio Anti-Umano Cd81 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P60033

Numero articolo: CM0009627



### introduzione

Coniglio anti-Umano CD81 Anticorpo Monoclonale per Citometria a Flusso. Mira al CD81 umano, una tetraspanina coinvolta nella segnalazione immunitaria e nell'ingresso virale. Adatto per studi FC su cellule B umane, cellule T e epatociti.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Coniglio anti-Umano CD81 mAb                                                                                                  |
| Osservazioni/Alias    | S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28                                                                                                   |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)        | 975                                                                                                                           |
| GeneID                | 975                                                                                                                           |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 114-199 del CD81 umano (NP_004347.1) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione          | FC                                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                         |
| SWISS                 | P60033                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 26kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |