

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd82 Umano Per Citometria A Flusso - P27701

Numero articolo: CM0008373



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD82 umano coniugato con , validato per la citometria a flusso. Bersaglia il soppressore delle metastasi KAI1 (TSPAN27), coinvolto nell'adesione cellulare, nella segnalazione e nella modulazione immunitaria. Ideale per la ricerca in oncologia e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD82 umano
Note/Alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3732
GeneID	3732
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-267 del CD82 umano (NP_002222.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P27701
Peso proteico	27kDa/30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio