


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd84 Umano Per Fc - Q9Uib8

Numero articolo: CM0005757



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD84 umano (SLAMF5), validato per citometria a flusso. L'immunogeno ricombinante (aa 22-225) rileva CD84 umano; adatto per studi su cellule immunitarie, inclusa l'analisi di cellule NK, cellule T, cellule B e cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Human CD84 mAb
Note/Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; molecola CD84
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8832
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-225 di CD84 umano (NP_001171808.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9UIB8
Peso Proteico	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio