


Coniglio Anti-Umano Cd84 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q9Uib8

Numero articolo: CM0004257



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting del CD84 umano (SLAMF5). Validato per applicazioni di citometria a flusso (FC) in campioni umani. Ideale per il profilo delle cellule immunitarie e studi sulla funzione del CD84.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD84 mAb
Osservazioni/Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; molecola CD84
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8832
GeneID	8832
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-225 del CD84 umano (NP_001171808.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9UIB8
Peso Proteico	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio