


Coniglio Anti-Umano Cd84 Anticorpo Monoclonale Per If/Icc E Fc - Q9Uib8

Numero articolo: CM0011319



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD84 coniugato con per IF/ICC e FC. Rileva il CD84 umano (SLAMF5), un recettore della famiglia SLAM, nelle cellule ematopoietiche. Ideale per l'identificazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD84 mAb
Note/Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; molecola CD84
Specie	Umano
Gene ID	8832
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-225 del CD84 umano (NP_001171808.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9UIB8
Peso Proteico	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio