

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd85D/E/I/J Per Citometria A Flusso - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

Numero articolo: CM0010669



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira all'umano CD85d (LILRB2) e cross-reattivo con CD85e/i/j. Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo è ideale per la ricerca sulla tolleranza immunitaria e sui recettori di classe I del MHC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD85d/e/i/j
Osservazioni/Alias	ILT4, LIR2, CD85D, ILT-4, LIR-2, MIR10, MIR-10
Specie	Umano
GeneID	10288/11026/11024/10859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-461 dell'umano CD85d (NP_001074447.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso
Cross Reattività	Umano
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio