

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd85D/Ilt4 Umano Per Fc - Q8N423

Numero articolo: CM0009000



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD85d/ILT4 umano e validato per la citometria a flusso. Riconosce un ampio spettro di antigeni MHC di classe I. Ideale per studi sulla tolleranza immunitaria, sull'interfaccia materno-fetale e in ambito oncologico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD85d/ILT4 umano
Note/alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Specie	Umano
GeneID (umano)	10288
GeneID	10288
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-461 di CD85d umano (NP_001074447.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8N423
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante