

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Human Cd85D/Il4 Per Citometria A Flusso - Q8N423

Numero articolo: CM0004544



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD85d/ILT4 coniugato con per citometria a flusso. Riconosce la proteina umana LILRB2, un recettore per antigeni MHC di classe I coinvolto nella tolleranza immunitaria. Convalidato per FC, reagisce in modo crociato con l'uomo. Peso molecolare 65kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD85d/ILT4 mAb
Note/Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10288
GeneID	10288
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8N423
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio