

Coniglio Anti-Umano Cd85I/J Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - O75019 / Q8NHL6

Numero articolo: CM0010127

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità coniugato ad contro CD85i/j umano (LILRA1/LILRB1), convalidato per la citometria a flusso. Mira ai recettori immunitari espressi sui monociti e sulle cellule B, ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD85i/j Anticorpo Monoclonale
Osservazioni/Alias	LIR6; CD85I; LIR-6; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11024/10859
GeneID	11024/10859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-461 del CD85i umano (NP_006854.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O75019/Q8NHL6
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio