

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd85l/j Umano Per Citometria A Flusso - O75019/Q8Nhl6

Numero articolo: CM0012700

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD85i/j umano (LILRA1/LILRB1). Validato per la citometria a flusso, riconosce gli antigeni umani nativi. Ideale per il profiling delle cellule immunitarie e gli studi sui recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD85i/j umano
Note/alias	LIR6; CD85i; LIR-6; CD85j; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
Specie	Umano
ID genico (umano)	11024/10859
ID genico	11024/10859
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	O75019/Q8NHL6
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante