


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd85J/Ilt2 Per Fc - Q8Nhl6

Numero articolo: CM0011150



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD85j/ILT2 umano (LILRB1) per la citometria a flusso. Riconosce un ampio spettro di molecole MHC di classe I; ideale per studiare la regolazione del checkpoint immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD85j/ILT2
Note/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10859
ID Gene	10859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-458 del CD85j/ILT2 umano (NP_006660.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q8NHL6
Peso proteico	49kDa/70kDa/71kDa
Spedizione	Sacca refrigerante