


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd85j/Ilt2 Umano Per Citometria A Flusso - Q8Nhl6

Numero articolo: CM0009508



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD85j/ILT2 coniugato con per citometria a flusso. Targetizza LILRB1 umano, un recettore inibitorio dell'MHC di classe I espresso sulle cellule immunitarie, consentendo studi sulla regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD85j/ILT2 umano                                                                                             |
| Note/alias          | ILT2, LIR1, MIR7, PIRB, CD85j, ILT-2, LIR-1, MIR-7, PIR-B                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                             |
| GeneID (umano)      | 10859                                                                                                                             |
| GeneID              | 10859                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-458 di CD85j/ILT2 umano (NP_006660.4) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                             |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                             |
| SWISS               | Q8NHL6                                                                                                                            |
| Peso della proteina | 49 kDa/70 kDa/71 kDa                                                                                                              |
| Spedizione          | Con borsa refrigerante                                                                                                            |