


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd85J/Ilt2 Per Fc - Q8Nhl6

Numero articolo: CM0006070



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato specifico per CD85j/ILT2 umano (LILRB1). Progettato per la citometria a flusso, agisce sul recettore inibitorio che riconosce gli antigeni di classe I dell'HLA. Utile per l'analisi dei sottogruppi di cellule immunitarie e saggi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Coniglio anti-Umano CD85j/ILT2 mAb
Osservazioni/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Specie	Umano
Gene ID	10859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-458 del CD85j/ILT2 umano (NP_006660.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8NHL6
Peso proteico	49kDa/70kDa/71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio