


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd85j/Ilt2 Umano Per Citometria A Flusso - Q8Nhl6

Numero articolo: CM0012115



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD85j/ILT2 umano (LILRB1), coniugato ad per citometria a flusso. Adatto allo studio della segnalazione dei checkpoint immunitari e della regolazione delle cellule NK, T e B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD85j/ILT2 umano
Note/alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Specie	Umano
GeneID (umano)	10859
GeneID	10859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-458 di CD85j/ILT2 umano (NP_006660.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8NHL6
Peso della proteina	49kDa/70kDa/71kDa
Spedizione	Borsa refrigerante