


Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd87/Plaur, Per Fc - Q03405

Numero articolo: CM0004374



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD87/PLAUR umano, validato per citometria a flusso. Bersaglia il recettore dell'urochinas coinvolto nella migrazione cellulare e nel rimodellamento tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD87/PLAUR
Osservazioni/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; attivatore del plasminogeno, recettore dell'urochinas
Specie	Umano
GeneID (umano)	5329
GeneID	5329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-303 di CD87/PLAUR umano (NP_002650.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q03405
Peso Proteico	31kDa/32kDa/36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio