


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd87/Plaur Umano Per Citometria A Flusso - Q03405

Numero articolo: CM0011225



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD87/PLAUR umano (uPAR), validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della migrazione cellulare, dell'adesione e del rimodellamento della matrice extracellulare mediati dal recettore dell'urochinasi nella ricerca sul cancro e sull'omeostasi tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD87/PLAUR umano
Note/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; attivatore del plasminogeno, recettore dell'urochinasi
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	5329
ID del gene	5329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-303 di CD87/PLAUR umano (NP_002650.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q03405
Peso della proteina	31 kDa/32 kDa/36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante