


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd87/Plaur Per Citometria A Flusso - Q03405

Numero articolo: CM0005244



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato mirato al CD87/PLAUR umano (recettore dell'attivatore del plasminogeno urochinasi), validato per la citometria a flusso. Consente lo studio dell'uPAR di superficie cellulare nella proteolisi, adesione e migrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD87/PLAUR mAb
Osservazioni/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; attivatore del plasminogeno, recettore urochinasi
Specie	Umano
GeneID (umano)	5329
GeneID	5329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 23-303 del CD87/PLAUR umano (NP_002650.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q03405
Peso proteico	31kDa/32kDa/36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio