


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd89 Per Fc - P24071

Numero articolo: CM0012692



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato targeting CD89 umano (FcalphaR). Immunogeno ricombinante, convalidato per citometria a flusso (FC). Reagisce in modo crociato con l'uomo. Ideale per ricerca IVD e sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-umano CD89
Note/Altri nomi	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2204
GeneID	2204
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD89 umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P24071
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio