


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd89 Umano Per Fc - P24071

Numero articolo: CM0012544



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato targeting umano CD89 (FcalphaRI) per citometria a flusso. Validato per campioni umani. Accessione UniProt: P24071. Adatto per la ricerca sulle cellule mieloidi e sui recettori immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Coniglio anti-CD89 umano mAb
Osservazioni/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2204
Gene ID	2204
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-227 del CD89 umano (NP_001991.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P24071
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio