


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd89 Umano Per Fc - P24071

Numero articolo: CM0004381



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD89 umano coniugato con per la rilevazione in citometria a flusso del recettore Fc per IgA (FCAR) sulle cellule immunitarie umane. Alta specificità, immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD89 umano
Note/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2204
ID Gene	2204
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-227 del CD89 umano (NP_001991.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P24071
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante