

Coniglio Anti-Umano Cd8B Anticorpo Monoclonale Per Fc - P10966

Numero articolo: CM0011931

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato mirato al CD8b umano, validato per la citometria a flusso. Adatto per l'immunofenotipazione delle cellule T e saggi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Coniglio anti-umano CD8b mAb
Osservazioni/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	926
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-170 del CD8b umano (NP_004922.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P10966
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio