

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Human Cd8B Per Citometria A Flusso - P10966

Numero articolo: CM0006081

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia la CD8b umana, validato per citometria a flusso. CD8b è un corecettore dei linfociti T coinvolto nel riconoscimento dell'MHC di classe I e nell'attivazione dei linfociti T citotossici. Ideale per il profilo immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD8b mAb
Note/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Specie	Umana
GeneID (Umana)	926
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-170 della CD8b umana (NP_004922.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P10966
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio