


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd9 Umano Per Fc - P21926

Numero articolo: CM0006236



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD9 umano validato per la citometria a flusso, diretto contro la tetraspanina CD9 da 25 kDa (P21926). Ideale per studi sulle cellule immunitarie e sugli esosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD9 umano
Note/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Specie	Umano
ID gene	928
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 del CD9 umano (NP_001760.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P21926
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante