


Coniugato Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd9 Umano () Per Citometria A Flusso - P21926

Numero articolo: CM0012670



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD9 umano, convalidato per la citometria a flusso. Mira alla tetraspanina CD9 (TSPAN29) coinvolta nell'adesione cellulare, nella fusione spermatozoo-uovo, nell'attivazione piastrinica e nella metastasi tumorale. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniugato anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD9 umano
Osservazioni/Alias	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	928
ID Gene	928
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 1-228 del CD9 umano (NP_001760.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P21926
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio