


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd9 Per Citometria A Flusso - P21926

Numero articolo: CM0010455



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il CD9 umano (TSPAN29), validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare, l'attivazione piastrinica e le metastasi tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano CD9 coniugato
Note/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	928
ID Gene	928
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 del CD9 umano (NP_001760.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P21926
Peso molecolare proteico	25kDa
Spedizione	Sacca refrigerante