

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd90/Thy1 Umano Per Fc - P04216

Numero articolo: CM0004204

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro il CD90/Thy1 umano (glicoproteina di membrana Thy-1). Validato per la citometria a flusso. Utile per la ricerca in neuroscienze e immunologia che richieda il rilevamento di questo antigene di superficie cellulare ancorato a GPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD90/Thy1 umano
Note/Alias	CD90; CDw90
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7070
GeneID	7070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-130 del CD90/Thy1 umano (NP_006279.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04216
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio