

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd90/Thy1 Per Citometria A Flusso - P04216

Numero articolo: CM0009636

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD90/Thy1 umano (Swiss-Prot P04216), validato per citometria a flusso. Adatto per studi sulla glicoproteina di membrana coinvolta nella sinaptogenesi e nelle interazioni cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD90/Thy1
Note/Alias	CD90, CDw90
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7070
GeneID	7070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-130 di CD90/Thy1 umano (NP_006279.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04216
Peso Molecolare Proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio