


Rabbit Anti-Human Cd93 Mab Per Fc - Q9Npy3

Numero articolo: CM0009018



introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Human CD93 per applicazioni di citometria a flusso (FC). Validato per campioni umani, questo anticorpo si rivolge al recettore della componente del complemento C1q, ideale per studiare la fagocitosi e la funzione delle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD93 mAb
Osservazioni/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22918
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-580 del CD93 umano (NP_036204.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9NPY3
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio