

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd93 Umano Per Fc - Q9Npy3

Numero articolo: CM0009729



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD93 umano, coniugato con , è validato per la citometria a flusso. Ideale per studiare l'espressione di CD93 nelle cellule endoteliali e mieloidi. Peso molecolare previsto 69 kDa (UniProt Q9NPY3).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD93 umano
Note/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Specie	Uomo
ID gene	22918
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-580 della proteina CD93 umana (NP_036204.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NPY3
Peso molecolare della proteina	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio