

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd93 Per Citometria A Flusso - Q9Npy3

Numero articolo: CM0010112



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD93 umano per citometria a flusso. Validato su campioni umani, ha come bersaglio il recettore del complemento C1q, supportando la ricerca in fagocitosi, angiogenesi e risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano CD93
Note/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22918
GeneID	22918
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-580 del CD93 umano (NP_036204.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9NPY3
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacca refrigerante