

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd94 Umano Per Fc - Q13241

Numero articolo: CM0011172



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad , specifico per CD94 umano (KLRD1), validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio delle sottopopolazioni di cellule NK e T, della regolazione dei checkpoint immunitari e delle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD94 umano
Note/alias	KLRD1; CD94; antigene CD94 delle cellule natural killer
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3824
Immunogeno	Proteina ricombinante CD94 umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13241
Peso della proteina	17kDa/20kDa
Spedizione	Confezione refrigerata