

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd94 Umano Per Citometria A Flusso - Q13241

Numero articolo: CM0005894



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD94 umano (KLRD1), coniugato ad , per citometria a flusso. Riconosce il recettore CD94 delle cellule NK e T, coinvolto nella discriminazione immunitaria sé-non sé.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD94 mAb
Note/Alias	CD94
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3824
GeneID	3824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-179 del CD94 umano (NP_002253.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13241
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio