

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Umano Cd94 Per Citometria A Flusso - Q13241

Numero articolo: CM0004778



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD94 umano, validato per citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione di cellule NK e T negli studi di immuno-oncologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CD94 mAb
Note/Alias	CD94
Specie	Uomo
Gene ID	3824 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-179 del CD94 umano (NP_002253.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (FC)
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q13241
Peso Proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio