

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd96/Tactile Umano Per Fc - P40200

Numero articolo: CM0009994



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira al CD96 umano (TACTILE) per la citometria a flusso. Immunogeno proteico ricombinante. Reagisce in modo incrociato con campioni umani. Peso molecolare: 65kDa. Ideale per lo studio dell'adesione delle cellule T e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD96/TACTILE umano
Note/Alias	TACTILE
Specie	Umano
ID Gene	10225
Immunogeno	Proteina Ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 25-519 del CD96/TACTILE umano (NP_937839.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P40200
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio