

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd96/Tactile Umano Per Citometria A Flusso - P40200

Numero articolo: CM0008167



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD96/TACTILE umano coniugato con , validato per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 25-519). Ideale per studi di adesione cellulare immunitaria e ricerca su cellule NK/T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD96/TACTILE umano
Note/Alias	TACTILE
Specie	Umana
GeneID (umano)	10225
GeneID	10225
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 25-519 del CD96/TACTILE umano (NP_937839.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P40200
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio