

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd97 Per Fc - P48960

Numero articolo: CM0006065



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD97 per citometria a flusso, reagisce con CD97 umano. Utile per studi sull'adesione e migrazione dei leucociti. Riconosce il dominio extracellulare, 92kDa, SWISS P48960.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD97
Note/Alias	CD97; TM7LN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	976
GeneID	976
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-398 di CD97 umano (NP_510966.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P48960
Peso Proteico	92kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio