


Rabbit Anti-Human Cd97 Mab Per Fc - P48960

Numero articolo: CM0005695



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting il CD97 umano (ADGRE5) per citometria a flusso. Coinvolto nell'adesione e migrazione dei leucociti; ampiamente espresso sulle cellule ematopoietiche. Adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CD97 mAb
Osservazioni/Alias	CD97; TM7LN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	976
GeneID	976
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P48960
Peso Proteico	81kDa/86kDa/92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio