


Conio Anticorpo Monoclonale Anti-Cd97 Umano () Per Citometria A Flusso - P48960

Numero articolo: CM0012783



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio altamente specifico che targeting il CD97 umano (ADGRE5). Coniugato ad per immunofluorescenza diretta, ideale per l'analisi citometrica a flusso delle cellule ematopoietiche e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Conio anti-CD97 umano mAb
Note/Alias	ADGRE5; CD97; TM7LN1; antigene CD97
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	976
Gene ID	976
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-398 del CD97 umano (NP_510966.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P48960
Peso proteico	81kDa/86kDa/91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio