

Anticorpo Monoclonale Conigliato Anti-Cd97 Umano Per Citometria A Flusso - P48960

Numero articolo: CM0011452



introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato coniugato con che riconosce CD97 umano (ADGRE5), un recettore GPCR di adesione dei leucociti. Validato per citometria a flusso per studiare la migrazione leucocitaria, l'infiammazione e la biologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD97 mAb
Osservazioni / Alias	CD97; TM7LN1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	976
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-398 di CD97 umano (NP_510966.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P48960
Peso Proteico	81kDa/86kDa/92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio