


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd98 Umano Per Fc - P08195

Numero articolo: CM0010357



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia il CD98 umano (SLC3A2) per citometria a flusso. Ideale per lo studio del trasporto degli amminoacidi, della segnalazione delle integrine e dei meccanismi di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD98 umano
Note/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6520
ID Gene	6520
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-630 del CD98 umano (NP_002385.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08195
Peso proteico	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio