


Rabbit Anti-Human Cd99 Mab Per Fc - P14209

Numero articolo: CM0005616



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-human CD99 coniugato con (clone MIC2/HBA71) validato per citometria a flusso. Riconosce la CD99 umana (P14209, 19kDa). Adatto per studi sull'adesione dei linfociti T e sull'extravasazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD99 mAb
Note/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4267
ID gene	4267
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-123 della CD99 umana (NP_002405.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P14209
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio