


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd99 Umano Per If/Icc E Fc - P14209

Numero articolo: CM0010239



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD99 umano (MIC2) per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Strumento validato per lo studio dell'adesione delle cellule T e della diapedesi leucocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD99 umano
Note/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Specie	Umano
ID genico (umano)	4267
ID genico	4267
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-123 di CD99 umano (NP_002405.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P14209
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante