


Coniglio Anti-Umano Cd99 Anticorpo Monoclonale Per If/Icc, Fc - P14209

Numero articolo: CM0004963



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-CD99 umano, validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). CD99 (MIC2) funziona nell'adesione delle cellule T e nella migrazione transendoteliale dei leucociti. Adatto per l'analisi di campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD99 mAb
Note/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4267
Gene ID	4267
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 24-123 del CD99 umano (NP_002405.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P14209
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio