

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniugato Con Coniglio Anti-Umano Cda Per Fc (Intra) - P32320

Numero articolo: CM0010884



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro la Citidina deaminasi umana (CDA/CDD) per citometria a flusso intracellulare. Reagisce con CDA umana, l'immunogeno copre gli amminoacidi 1-146. Ideale per studiare il metabolismo dei nucleotidi e la biologia dei granulociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CDA
Note/Alias	CDD
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	978
ID Gene	978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-146 della CDA umana (NP_001776.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P32320
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio