

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cda Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - P32320

Numero articolo: CM0010067



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con e diretto contro la citidina deaminasi umana (CDA/CDD) per citometria a flusso intracellulare. Validato su campioni umani, consente il rilevamento della CDA, un enzima di 16 kDa dipendente dallo zinco, altamente espresso nei granulociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CDA umano
Note/Alias	CDD
Specie	Umana
GeneID (umano)	978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-146 della CDA umana (NP_001776.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P32320
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante