

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cdcp1 Per Fc - Q9H5V8

Numero articolo: CM0009209

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CDCP1 umano (CD318, TRASK) per la citometria a flusso. Coinvolto nella ricerca sull'adesione cellulare, sulle metastasi e sulle cellule staminali leucemiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano CDCP1
Note/Alias	CD318; TRASK; SIMA135
Specie	Umano
ID gene (Umano)	64866
ID gene	64866
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9H5V8
Peso molecolare proteico	37kDa/72kDa/92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio