

Mab Coniugato Coniglio Anti-Ceacam5/Cd66E Umano Per Fc - P06731

Numero articolo: CM0004601

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che targetta CEACAM5/CD66e (CEA) umano. Validato per citometria a flusso (FC). Reagisce con materiale umano. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 35-685). Ideale per studi sull'aderenza cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CEACAM5/CD66e
Note/Abbreviazioni	CEA; CD66e
Specie	Umana
GeneID (umano)	1048
GeneID	1048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-685 di CEACAM5/CD66e umano (NP_004354.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06731
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio