

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ceacam6 Umano Per Fc - P40199

Numero articolo: CM0009833



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CEACAM6 (CD66c) umano per applicazioni in citometria a flusso. CEACAM6 svolge funzioni nell'adesione cellulare e nella progressione tumorale; questo anticorpo è adatto per la ricerca in oncologia e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CEACAM6 mAb
Note/Alias	NCA; CEAL; CD66c
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4680
ID gene	4680
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-320 di CEACAM6 umano (NP_002474.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P40199
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio